

AIZE Printer

◆ AIZE Printer（検温ラベルシステム）製品価格表

表示価格には消費税は含まれていません。ご購入時に法廷税率の消費税を加算させていただきます。

① 品 名	型 番	販売想定価格	構 成
AIZE Printer TypeH（検温ラベルシステム）	DC-AP330T	698,000.	・検温器（トールタイプ又はショートタイプ） ・カラーラベルプリンター PRO330S
AIZE Printer TypeS（検温ラベルシステム）	DC-AP330S	698,000.	・ロール紙ホルダー ・プレゼンターユニット ・接続ケーブル（LAN クロスケーブル 2m） ・クリーニングキット ・弱粘性専用ラベル 1 巻（ラベル 2,000 枚印刷可能 ：ラベルサイズ 85 mm × 53 mm）
    			・ラベル基本レイアウト × 1（横型又は縦型を選択）

※任意オプション 1

② 品 名	型 番	販売想定価格	構 成
設置・調整作業	DC-APSET	50,000.	現地でご対応します。（離島、遠方のご相談） 1 日 3 時間を目安とします。ご依頼の際は「設置・調整作業（DC-APSET）」と併せてご注文をお願いします。）
オペレーション指導費用	DC-SPOP	30,000.	
現地派遣費用	DC-HAKEN	実 費	

※任意オプション 2

③ 品 名	型 番	販売想定価格	構 成
印刷用ラベル オリジナルデザイン作成	DC-DZL	100,000.	お客様のご要望に併せてラベルのデザインを作成します。サイズにつきましても基本ラベルサイズと違うサイズをご希望の場合には、弱粘性専用ラベル（DC-LABEL）のご提供価格を別途お見積りさせていただきます。

◆ セットモデル AIZE Printer（検温ラベルシステム）製品価格表

④ 品 名	型 番	販売想定価格	構 成
AIZE Printer TypeH SET（検温ラベルシステム）	DC-330TSET	848,000.	セットモデルは上記製品の、「AIZE Printer TypeH または S」と「※任意オプション 1」と「任意オプション 2」をセットにしたモデルになります。※現地派遣費用は別途ご相談。
AIZE Printer TypeS SET（検温ラベルシステム）	DC-330SSET	848,000.	

◆ 消耗品 価格表

⑤ 品 名	型 番	販売想定価格	構 成
弱粘性専用ラベル ロールタイプ	DC-LABEL	8,500.	印刷部分のラベルサイズは 85 mm × 53 mm（ラベルは 2,000 枚 / 巻印刷出来ます。）
トナーカートリッジ（CMY 一体型）	TC-C7AB1	5,000.	印刷枚数：凡そ 2,000 枚相当
イメージドラムユニット（CMY 一体型）	DR-C7AB	41,700.	印刷枚数：凡そ 30,000 枚相当
定着器ユニット	FUS-C7A	30,000.	90,000 枚相当
ベルトユニット	BLT-C7A	13,000.	120,000 枚相当
クリーニングキット	CKT-C7CA	7,980.	不織布 100 枚、手袋 40 枚、クリーニング棒 20 本、クリーニングペーパー 40 枚
クリーニングペーパー（40 枚入）	CP-C7CA	3,600.	

● 製品保証期間は製品設置後6ヶ月間となります。 ● 保守契約はございません。障害発生時に修理費用をお見積りさせていただきます。 ● 修理方法はセンドバック方式となります。 ● ご発注金額が10,000円未満の場合は送料1,000円をご負担頂きます。

トナーカートリッジ イメージドラムユニット 定着器ユニット ベルトユニット



●このカタログの記載内容は、2024年5月現在のものです。 ●製品改良のため、価格・仕様の一部を変更することがあります。 ●商品の色調は、印刷の関係上、実物とは異なる場合があります。

DAIWA computer, inc. ダイワコンピューテック株式会社
https://www.dcot.co.jp

〒103-0007 東京都中央区浜町2丁目1-1 田辺浜町ビル
TEL (03) 3662-7688 FAX (03) 3639-4226

顔認証検温カラープリンター

AIZE Printer

健康状態を簡単に確認
感染予防対策に最適



「AIZE Printer」は、検温した結果をその場で
すぐに顔写真入りのカラーでラベルを印刷
します。印刷したラベルを衣服に貼り、来場
者の健康状態を周囲の方が見える事で安心
感を伝える事ができます。



検温機



ラベル用カラープリンター

検温したご本人様の顔写真入りラベルは、ご
来院・ご来社・ご来場の方々の訪問許可証や
体温確認用としてご利用頂けます。

【検温ラベル基本レイアウト】



検温カラーラベルは衣服類を傷めない弱粘ラベルを使用

標準ラベルは横型タイプか
縦型ラベルをお選び頂けます

ラベルサイズ
長辺 80 mm × 短辺 53 mm

その他のサイズ・デザインも
受け賜ります




お客様の施設名を表示します

お客様の顔写真が印刷されます

お客様の検温結果が印刷されます

検温検査日と時間が印刷されます

印刷したカラーラベルの管理番号が印刷されます



オフィスに
・来場者
・業者様
・社員様

病院に
・見舞い客
・健康診断
・リハビリ

塾・図書館に
・塾生
・来場者
・講師

HOTEL
ホテルに
・スタッフ
・セミナー会場
・店舗スタッフ

工場・製造場所
・スタッフ
・視察者
・出入りの業者様

ジム・スポーツ
・スタッフ
・来場者
・店舗スタッフ

顔認証検温ラベルプリントとは

検温器で体温測定するだけで、自動的にカラーラベルが印刷出来ます。
カラーラベルの印刷枚数は自由に変更する事ができます。

❖ 運用方法

「顔」を近づけて検温します ⇒ プリンターでカラーラベルが印刷されます ⇒ 衣服に貼ります



- ◇ 検温結果が高温の場合はラベルは印刷されません。検温結果の異常値は事前に設定する事ができます。
- ◇ 検温する時の検温器との距離は 0.5m ~ 1.5m で認証します。
- ◇ 検温してから約 9 秒でラベルが印刷されます。印刷する迄の時間を調整する事もできます。(印刷までの時間を延ばす)



❖ 検温ラベルの再利用の防止策

印刷したカラーラベルを再利用されない様に、印刷する曜日毎にカラーラベルの背景色を変更する事ができます。



❖ 検温機器の設置サイズ

❖ 検温機は 2 種類ご準備

・トールタイプ
高さ：1470 mm
重さ：3kg

・ショートタイプ
高さ：380 mm
重さ：1.5kg

❖ カラーラベル印刷用プリンター

・重さ 9.5kg

・高さ 195 mm

・奥行 691 mm

・幅 198 mm

- ・ご購入時には (横) 85 mm × (縦) 53 mm のラベルを 2,000 枚印刷出来る専用ロール紙が標準で添付されています。
- ・専用ロール紙のラベルは衣服に貼っても生地をいためにくい、弱粘性の糊を使用しています。

導入事例：こんなお客様でご使用頂いています

❖ 函館中央病院様



【ご使用方法】

- ・ご来院のお客様に受付で検温して頂き、検温ラベルを2枚印刷しています。1枚はご来院の方の衣服に貼って頂きます。もう1枚は面会申込書に貼ります。
- ・お客様がお帰りの際にラベルを回収し、面会申込書に貼り保管されています。
- ・ご来院のお客様の健康状態を管理する事と入退出の管理にご使用頂いています。

■ 函館中央病院様
設立日：1930 年 6 月 1 日
病床数：一般病床 527 床
面会数：約 100 名 / 1 日

受付窓口に設置



検温器をお客様側に向けて設置



プリンターをスタッフ様側に設置



1 枚をお客様へお渡し
1 枚を面会書へ貼り付け

❖ NTT 東日本 NTT e-City Labo NTT 中央研修センタ様

特定専用ルームに入室の際に検温頂きまして記念ラベルを印刷しています



【ご使用方法】

- ・ご来社頂きました見学者の皆様へ顔写真と検温結果を入れた「**見学記念証**」を印刷してお渡ししています。
- ・NTT 東日本グループが地域課題の解決、地域循環型社会の実現に向けて取り組んでいる、スマート農業ドローン、e スポーツ、デジタルアートなど様々な分野の最新技術やソリューションを実証体感できる施設です。

オリジナルのデザインラベルを作成



オリジナルデザインラベルに検温された方の顔写真を入れた記念ラベルを印刷します。

ラベル内の情報

- ・検温結果
- ・見学日時
- ・連番を追加

- ・ラベルの緑の青のカラーは曜日毎に変わります。

